

Ambu® aView™

Monitor portátil para aScope 2, aScope 3 y aScope 3 Slim



Principales ventajas

- Monitor portátil con pantalla táctil
- Operativo en segundos
- Interfaz de usuario intuitiva
- Transferencia sencilla de archivos mediante USB
- Duración de la batería de 3 h como mínimo

Ambu® aView™

Facilita las intubaciones y las broncoscopias en quirófano, urgencias o la UCI

Ambu® aView™ es un monitor portátil de alta resolución compatible con todos los videoscopios de un solo uso de Ambu: aScope 3, aScope 3 Slim y aScope 2.

aView es portátil y fácil de instalar, tanto en una mesa como en un portasueros. Al encenderlo, la imagen aparecerá en tan solo segundos.

Muy práctico

El sistema plug and play portátil es fácil de transportar e instalar. Una vez conectado a un aScope 3, la pantalla táctil de fácil

manejo y la imagen de alta resolución ofrecen una navegación sencilla y una identificación rápida de las referencias anatómicas. Junto con un aScope 3, facilita un amplio abanico de procedimientos en quirófano, urgencias o UCI, o según demanda.

El modo de funcionamiento de fácil uso permite almacenar imágenes o vídeos para un uso posterior. La interfaz USB permite una transferencia sencilla de archivos.

Especificaciones

Pantalla	
Resolución máx.	800 * 480
Orientación	Horizontal
Tipo de pantalla	LCD TFT en color de 8,5 pulgadas
Control del brillo	Sí («+» / «-»)
Control de contraste	Sí («+» / «-»)
Tiempo de encendido	Aproximadamente 1 segundo
Potencia eléctrica	
Requisitos de potencia	Entrada de 18 V CC y 1,67 A
Tipo de batería	11,1 V 3760 mAh
Entorno de funcionamiento, almacenamiento y transporte	
Temperatura	10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F)
Humedad relativa	30 ~ 85 %
Sistema de clasificación de protección IP	aView está clasificado como equipo IP30.
Presión atmosférica	80-109 kPa
Altitud	≤ 2000 m
Dimensiones	
Anchura	241 mm (9,49 in)
Altura	175 mm (6,89 in)
Grosor	33,5 mm (1,32 in)
Peso	1500 g (331 lb)
Conexiones	
Conexión USB	Tipo A
Interfaz de montaje	
Estándar de interfaz de montaje	Pantalla compatible con VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, Parte D, con interfaz de montaje en el centro



Ambu® aView™ y
Ambu® aScope™ 3



Ambu® aView™ en portasueros

Fuente de alimentación de aView	
Peso	360 g (0,79 lb)
Potencia eléctrica	
Requisitos de potencia	100-240 V CA; 50-60 Hz; 0,6 A
Potencia de salida	18 V CC, 1,67 A
Almacenamiento	
Temperatura	10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F)
Humedad relativa	10 ~ 90 %

Especificaciones de pedido

Ref.	Cantidad (Ambu® aView™)
405001000	1

Ambu A/S

C/ Alcalá 261-265, Edf. 2-3.ª dcha.
28027 Madrid
España
Tel. +34 91 411 68 30
Fax +34 91 564 50 82
www.ambu.es