

Ambu® aView™

Monitor portatile per aScope 2, aScope 3 e aScope 3 Slim



Caratteristiche principali

- Monitor portatile touch screen
- Funzionante in pochi secondi
- Interfaccia utente intuitiva
- Facile trasferimento file attraverso USB
- Durata minima della batteria di 3 ore

Ambu® aView™

Intubazione e broncoscopia facilitate – in sala operatoria, pronto soccorso e terapia intensiva

Ambu® aView™ è un monitor portatile ad alta risoluzione compatibile con tutti i videoscopi flessibili monouso Ambu: aScope 3, aScope 3 Slim e aScope 2.

aView è portatile e facile da assemblare sia sul tavolo operatorio sia sull'asta porta-flebo. Una volta acceso l'immagine appare nel giro di pochi secondi.

Massima praticità

Il sistema plug-and-play portatile è facile da trasportare e da assemblare. Se connesso ad aScope 3, il touch screen di

semplice utilizzo e l'immagine ad alta risoluzione permettono una facile navigazione e una veloce identificazione dei punti di riferimenti anatomici. Usato in combinazione con aScope 3 facilita una vasta gamma di procedure in unità di terapia intensiva, sala operatoria e pronto soccorso.

La modalità di lavoro intuitiva e facile da usare permette di conservare immagini o video per una consultazione futura. L'interfaccia USB permette un facile trasferimento dei file.

Specifiche

Schermo	
Risoluzione massima	800 * 480
Orientamento	Orizzontale
Tipo schermo	LCD TFT a colori da 8,5 pollici
Controllo luminosità	Sì, ("+" / "-")
Controllo contrasto	Sì, ("+" / "-")
Tempo di accensione	Circa 1 secondo
Alimentazione elettrica	
Requisiti di alimentazione	18 V 1,67 A CC ingresso
Tipo batteria	11,1 V 3760 mAh
Ambiente di funzionamento, stoccaggio e trasporto	
Temperatura	10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F)
Umidità relativa	30 ~ 85%
Sistema di classificazione per protezione IP	aView dispone di classificazione IP30.
Pressione atmosferica	80-109 kPa
Altitudine	≤ 2000 m
Dimensioni	
Larghezza	241 mm (9,49")
Altezza	175 mm (6,89")
Spessore	33,5 mm (1,32")
Peso	1500 g (331 libbre)
Connessioni	
Connessione USB	Tipo A
Interfaccia di montaggio	
Standard interfaccia di montaggio	Schermo conforme a VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, parte D con interfaccia di montaggio in posizione centrale



Ambu® aView™ e
Ambu® aScope™ 3



Ambu® aView™ su asta
porta-flebo

Alimentazione aView	
Peso	360 g (0,79 libbre)
Alimentazione elettrica	
Requisiti di alimentazione	100 - 240 Vca; 50 - 60 Hz; 0,6 A
Uscita di alimentazione	18 V CC; 1,67 A
Conservazione	
Temperatura	10 ~ 40 °C
Umidità relativa	10 ~ 90%

Specifiche per l'ordinazione

Codice articolo	Quantità (Ambu® aView™)
405001000	1

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com